

OPMI pico di ZEISS

Applicazioni endodontiche

La pianificazione del trattamento inizia con la visione precisa dei punti da trattare. Questa affermazione è particolarmente vera per le applicazioni endodontiche, che richiedono l'intervento in situazioni complesse e con problemi diversi. OPMI® pico di ZEISS è in grado di offrire un valido supporto per i trattamenti più impegnativi, migliorando così l'esito clinico.



Migliore differenziazione

OPMI pico di ZEISS offre un'illuminazione con buona fedeltà cromatica, molto simili alla luce naturale. La visualizzazione ad alto contrasto consente una migliore differenziazione dei colori della dentina e ottimizza l'osservazione del pavimento della camera pulpare, ad esempio per il trattamento delle perforazioni dentali. Grazie all'ingrandimento a cinque livelli, ZEISS OPMI pico facilita inoltre l'individuazione degli orifizi canalari, rendendo le procedure rapide ed efficienti.



Migliore visualizzazione

Dotato di illuminazione LED o allo xeno, OPMI pico di ZEISS contribuisce a offrire una visione più approfondita fino all'apice. Le ottiche Varioskop® consentono la messa a fuoco dell'intero canale radicolare senza la necessità di riposizionare il microscopio. Inoltre, il tubo pieghevole f170/f260 consente un ingrandimento supplementare del 50%. In questo modo facilita una visualizzazione efficiente per l'eliminazione di detriti dai canali o di residui di materiali di otturazione delle radici all'esterno delle complessità canalari e degli istmi.



We make it visible.

OPMI pico di ZEISS

Applicazioni endodontiche



Dr. Rino Burkhardt, Zurigo, Svizzera

Migliore rilevamento

Grazie alle sue migliori qualità di illuminazione e ingrandimento, OPMI pico di ZEISS contribuisce a migliorare l'individuazione e la valutazione precoci di fratture radicolari e di altre anomalie. Oltre a velocizzare l'esame e a consentire un trattamento più preciso, rende possibile il rilevamento precoce delle fratture, riducendo così il disagio per il paziente e i tempi di guarigione. I vostri pazienti ve ne saranno certamente grati.



Dr. Frank Setzer, MS, Filadelfia, Pennsylvania, Stati Uniti

Migliore trattamento

L'uso di ZEISS OPMI pico può contribuire a migliorare la qualità dei vostri trattamenti e gli esiti per i pazienti. Questo vale anche per i ritrattamenti più impegnativi, che prevedono ad esempio la rimozione di materiali da otturazione quali guttaperca, MTA o idrossido di calcio. L'illuminazione e la visualizzazione ottimizzate di ZEISS OPMI pico contribuiscono a migliorare la precisione di queste procedure, sia sotto il profilo della sicurezza sia degli esiti.



Dr. Frank Setzer, MS, Filadelfia, Pennsylvania, Stati Uniti

Migliore supporto

L'illuminazione naturale ad elevata intensità di ZEISS OPMI pico offre una visualizzazione più chiara per le procedure mininvasive di apicectomia, come la preparazione dei canali con l'uso di ultrasuoni. Contribuisce a migliorare la precisione del trattamento dell'amputazione radicolare e dell'emisezione così come il rilevamento di istmi e cisti, favorendo così la riduzione al minimo della perdita di tessuto osseo. Grazie alla regolazione variabile della lunghezza focale dell'obiettivo Varioskop, l'utente può mantenere una distanza confortevole per l'uso degli strumenti.



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Germania

www.meditec.zeiss.com/contacts

www.meditec.zeiss.com/OPMI-pico